



JiWa Syraskåp



Arbetsmiljöverkets AFS:1997:10 framgår bl. a. att:

- Det i regel är olämpligt att förvara frätande ämne på hyllor som sitter högt upp.
- Ämnen som kan alstra hälsofarliga luftföroreningar skall, när de inte används förvaras i mekaniskt ventilerade utrymmen.

Av Arbetsmiljöverkets AFS:2000:4 framgår bl. a. att:

- Ämnen som tillsammans kan ge upphov till ökade risker skall förvaras åtskilda. Invallning kan behövas för t. ex. brandfarliga, reaktiva och frätande ämnen.



Hyllorna går att vända på om man önskar använda dem som utdragbara hyllor.



SS-600 är testade av SP med avseende på stabilitet, hållfasthet och säkerhet



SS-600L6G

JiWa Syraskåp är i tre modeller.

Skåp för varje behov:

- Storlekar för alla behov.
- Syror och baser åtskiljda i samma skåp.
- Kemikalieskåp och syriskåp kan kombineras.



SS-600L6

SS-600 är uppdelade i två sektioner för att man skall kunna förvara syror och baser åtskiljda. Skåpen är tillverkade i FP1 högtryckslaminat.

I standard utrustat med 6 lådor i polypropylen, dessa vilar på fyra utdragbara hyllor och två fasta.

Polypropylenlådorna går att lyfta ur skåpet.

Ventilationskanal i rygg och anslutningsstos i tak.

Observera att frätande ämnen skall placeras under ögonhöjd!

Storlek: H1935 x B595 x D600

SS-600 L6G har glasdörrar.



Jinval Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 Göteborg

Tel: +46 (0)31-335 90 80
Fax: +46 (0)31-40 86 35

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se

SS4 ett lågt syraskåp som går att kombinera med ett brandisolerat kemikalieskåp.

Syraskåp SS4

H1350 x B1000 x D450

Tillverkade av högtryckslaminat.

I standard utrustat med 3 hyllor och bottentråg i polypropylen.

Ventilationskanal i rygg och anslutningsstos på tak.

Cylinderlås och två nycklar.

Kemikalieskåp G803GLL

H800 x B1000 x D300 Brandisolerat och ventilerat.

Ventilationskanal i rygg och anslutningsstos på tak.

ASSA lås med 2 nycklar.

Förberett för placering på SS4



SS4